



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:54 10.07.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191281;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 191281;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03289608 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03289608);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 01.10.2025;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 01.10.2025;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор»
по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024 в вариантах исполнения
Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с
возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ
26.60.12-008-63704475-2024 в вариантах исполнения:
 1. Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с
возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ
26.60.12-008-63704475-2024, вариант исполнения 1, в составе:
 - 1.1. Датчик регистрации движений с гониометрией «БИСЕНС» – не более 16 шт.
 - 1.2. Зарядное устройство в вариантах исполнения:
 - 1.2.1. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт.;

1.2.2. Зарядное устройство (модель 2) с блоком питания – 1 шт.

1.3. Манжета в вариантах исполнения:

1.3.1 Манжета (размер С10-70) – не более 16 шт.;

1.3.2 Манжета (размер С10-80) – не более 16 шт.;

1.3.3 Манжета (размер К5-15) – не более 16 шт.;

1.3.4 Манжета (размер К5-20) – не более 16 шт.;

1.3.5 Манжета (размер К5-25) – не более 16 шт.;

1.3.6 Манжета (размер К7,5-30) – не более 16 шт.;

1.3.7 Манжета (размер К7,5-35) – не более 16 шт.;

1.3.8 Манжета (размер К7,5-40) – не более 16 шт.;

1.3.9 Манжета (размер К7,5-45) – не более 16 шт.;

1.3.10 Манжета (размер К7,5-50) – не более 16 шт.;

1.3.11 Манжета (размер К7,5-65) – не более 16 шт.

1.4. Блок управления и анализа информации в вариантах исполнения:

1.4.1. Блок управления и анализа информации в версии ПК – 1 шт.:

- системный блок – 1 шт.;

- монитор – не более 2 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- кабель питания С13 – не более 3 шт.;

- кабель питания С13-С14 – не более 5 шт. (при необходимости);

- кабель видеосигнала – не более 3 шт.;

- адаптер – 1 шт. (при необходимости);

- принтер – 1 шт. (при необходимости);

- считыватель персональных карт – 1 шт. (при необходимости);

- персональная карта – не более 10 шт. (при необходимости).

1.4.2. Блок управления и анализа информации в версии ноутбук – 1 шт.:

- ноутбук – 1 шт.;

- адаптер – 1 шт.;

- кабель видеосигнала – 1 шт.;

- кабель питания – не более 2 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- принтер – 1 шт. (при необходимости);

- считыватель персональных карт – 1 шт. (при необходимости);

- персональная карта – не более 10 шт. (при необходимости);

1.5. Платформа динамометрическая – не более 2 шт. (при необходимости).

1.6. Поручень отдельно стоящий – 1 шт. (при необходимости).

1.7. Дорожка беговая «Биокинект» в вариантах исполнения (при необходимости):

1.7.1 Дорожка беговая «Биокинект» (исполнение 1) – 1 шт. (при необходимости).

1.7.2 Дорожка беговая «Биокинект» (исполнение 2) – 1 шт. (при необходимости).

1.8. Система страховки и разгрузки веса «Биокинект» – 1 шт. (при необходимости).

1.9. Пандус-дорожка для подометрии – 1 шт. (при необходимости):

- секция 1 «наклонная» – не более 2 шт. (при необходимости);
- секция 2 «глухая» - не более 8 шт. (при необходимости);
- секция 3 «для платформы» - не более 2 шт. (при необходимости).

1.10. Кабель ЭМГ одноканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

1.10.1 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.10.2 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.10.3 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.10.4 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 400 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.11. Кабель ЭМГ двухканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

1.11.1 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.11.2 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.11.3 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.11.4 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 400 мм - не более 16 шт. (при необходимости).

1.12. Кабель отведений биопотенциалов одноканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

1.12.1 Кабель отведений биопотенциалов одноканальный размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.12.2 Кабель отведений биопотенциалов одноканальный размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).

1.13. Кабель отведений биопотенциалов двухканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

1.13.1 Кабель отведений биопотенциалов двухканальный размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

1.13.2 Кабель отведений биопотенциалов двухканальный размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).

1.14. Кабель интерфейсный USB – 1 шт. (при необходимости).

1.15. Видеокамера в вариантах исполнения (при необходимости):

1.15.1 Видеокамера 3Д с видеозахватом и адаптером - не более 2 шт. (при необходимости);

1.15.2 Видеокамера 2Д с видеозахватом - не более 2 шт. (при необходимости).

1.16. Коврик – не более 2 шт. (при необходимости).

1.17. Датчик подометрический (пара «левый-правый») в вариантах исполнения (при необходимости):

1.17.1 Датчик подометрический (пара «45-46») - 1 пара (при необходимости);

1.17.2 Датчик подометрический (пара «43-44») - 1 пара (при необходимости);

1.17.3 Датчик подометрический (пара «41-42») - 1 пара (при необходимости);

1.17.4 Датчик подометрический (пара «39-40») - 1 пара (при необходимости);

1.17.5 Датчик подометрический (пара «37-38») - 1 пара (при необходимости);

1.17.6 Датчик подометрический (пара «35-36») - 1 пара (при необходимости);

1.17.7 Датчик подометрический (пара «32-34») - 1 пара (при необходимости);

1.17.8 Датчик подометрический (пара «28-31») - 1 пара (при необходимости);

1.17.9 Датчик подометрический (пара «25-27») - 1 пара (при необходимости).

1.18. Подвес эластичный для пациента в вариантах исполнения (при необходимости):

- 1.18.1 Подвес эластичный для пациента, размер 1 – не более 10 шт. (при необходимости);
- 1.18.2 Подвес эластичный для пациента, размер 2 – не более 10 шт. (при необходимости);
- 1.18.3 Подвес эластичный для пациента, размер 3 – не более 10 шт. (при необходимости);
- 1.18.4 Подвес эластичный для пациента, размер 4 – не более 10 шт. (при необходимости);
- 1.18.5 Подвес эластичный для пациента, размер 5 – не более 10 шт. (при необходимости).
- 1.19. Сенсор тензометрический с крепежным устройством – не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.20. Электроды в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 1.20.1 Электроды электрокардиографические одноразовые по ТУ 26.60.12-007-22261422-2018, РЗН 2017/5888 – не более 100 шт. (при необходимости);
 - 1.20.2 Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ФСЗ 2010/07536 – не более 100 шт. (при необходимости).
- 1.21. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе – 1 шт.
- 1.22. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе – 1 шт. (при необходимости).
- 1.23. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).
- 1.24. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).
- 1.25. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 1.26. Паспорт – 1 шт.
- 2. Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024, вариант исполнения 2, в составе:
 - 2.1 Датчик регистрации движений с гониометрией «БИСЕНС» – не более 16 шт.
 - 2.2 Зарядное устройство в вариантах исполнения:
 - 2.2.1 Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт.;
 - 2.2.2 Зарядное устройство (модель 2) с блоком питания – 1 шт.
 - 2.3 Манжета в вариантах исполнения:
 - 2.3.1 Манжета (размер С10-70) – не более 16 шт.;
 - 2.3.2 Манжета (размер С10-80) – не более 16 шт.;
 - 2.3.3 Манжета (размер К5-15) – не более 16 шт.;
 - 2.3.4 Манжета (размер К5-20) – не более 16 шт.;
 - 2.3.5 Манжета (размер К5-25) – не более 16 шт.;
 - 2.3.6 Манжета (размер К7,5-30) – не более 16 шт.;
 - 2.3.7 Манжета (размер К7,5-35) – не более 16 шт.;
 - 2.3.8 Манжета (размер К7,5-40) – не более 16 шт.;
 - 2.3.9 Манжета (размер К7,5-45) – не более 16 шт.;
 - 2.3.10 Манжета (размер К7,5-50) – не более 16 шт.;
 - 2.3.11 Манжета (размер К7,5-65) – не более 16 шт.
 - 2.4 Модуль БОС с виртуальной и дополненной реальностью в вариантах исполнения:
 - 2.4.1 Дисплей Модуля БОС (модель БОС30) – не более 2 шт.;

2.4.2 Дисплей Модуля БОС (модель БОС40) – не более 2 шт.;

2.4.3 Дисплей Модуля БОС (модель БОС50) – не более 2 шт.

2.5 Стойка Модуля БОС – не более 2 шт.

2.6 Блок управления и анализа информации в вариантах исполнения:

2.6.1 Блок управления и анализа информации в версии ПК – 1 шт.:

- системный блок – 1 шт.;

- монитор – не более 2 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- кабель питания C13 – не более 3 шт.;

- кабель питания C13-C14 – не более 5 шт. (при необходимости);

- кабель видеосигнала – не более 3 шт.;

- адаптер – 1 шт. (при необходимости);

- принтер – 1 шт. (при необходимости);

- считыватель персональных карт – 1 шт. (при необходимости);

- персональная карта – не более 10 шт. (при необходимости).

2.6.2 Блок управления и анализа информации в версии ноутбук – 1 шт.:

- ноутбук – 1 шт.;

- адаптер – 1 шт.;

- кабель видеосигнала – 1 шт.;

- кабель питания – не более 2 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- принтер – 1 шт. (при необходимости);

- считыватель персональных карт – 1 шт. (при необходимости);

- персональная карта – не более 10 шт. (при необходимости).

2.7 Платформа динамометрическая – не более 2 шт. (при необходимости).

2.8 Поручень отдельно стоящий – 1 шт. (при необходимости).

2.9 Дорожка беговая «Биокинект» в вариантах исполнения (при необходимости):

2.9.1 Дорожка беговая «Биокинект» (исполнение 1) – 1 шт. (при необходимости).

2.9.2 Дорожка беговая «Биокинект» (исполнение 2) – 1 шт. (при необходимости).

2.10 Система страховки и разгрузки веса «Биокинект» – 1 шт. (при необходимости).

2.11 Пандус-дорожка для подометрии – 1 шт. (при необходимости):

- секция 1 «наклонная» – не более 2 шт. (при необходимости);

- секция 2 «глухая» - не более 8 шт. (при необходимости);

- секция 3 «для платформы» - не более 2 шт. (при необходимости).

2.12 Кабель ЭМГ одноканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

2.12.1 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

2.12.2 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

2.12.3 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

2.12.4 Кабель ЭМГ одноканальный размер: 400 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

2.13 Кабель ЭМГ двухканальный в вариантах исполнения (при необходимости):

2.13.1 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

- 2.13.2 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
- 2.13.3 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
- 2.13.4 Кабель ЭМГ двухканальный размер: 400 мм - не более 16 шт. (при необходимости).
- 2.14 Кабель отведений биопотенциалов одноканальный в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.14.1 Кабель отведений биопотенциалов одноканальный размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 2.14.2 Кабель отведений биопотенциалов одноканальный размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).
- 2.15 Кабель отведений биопотенциалов двухканальный в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.15.1 Кабель отведений биопотенциалов двухканальный размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 2.15.2 Кабель отведений биопотенциалов двухканальный размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).
- 2.16 Кабель интерфейсный USB – 1 шт. (при необходимости).
- 2.17 Видеокамера в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.17.1 Видеокамера 3Д с видеозахватом и адаптером - не более 2 шт. (при необходимости);
 - 2.17.2 Видеокамера 2Д с видеозахватом - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.18 Коврик – не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.19 Датчик подометрический (пара «левый-правый») в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.19.1 Датчик подометрический (пара «45-46») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.2 Датчик подометрический (пара «43-44») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.3 Датчик подометрический (пара «41-42») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.4 Датчик подометрический (пара «39-40») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.5 Датчик подометрический (пара «37-38») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.6 Датчик подометрический (пара «35-36») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.7 Датчик подометрический (пара «32-34») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.8 Датчик подометрический (пара «28-31») - 1 пара (при необходимости);
 - 2.19.9 Датчик подометрический (пара «25-27») - 1 пара (при необходимости).
- 2.20 Подвес эластичный для пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.20.1 Подвес эластичный для пациента, размер 1 – не более 10 шт. (при необходимости);
 - 2.20.2 Подвес эластичный для пациента, размер 2 – не более 10 шт. (при необходимости);
 - 2.20.3 Подвес эластичный для пациента, размер 3 – не более 10 шт. (при необходимости);
 - 2.20.4 Подвес эластичный для пациента, размер 4 – не более 10 шт. (при необходимости);
 - 2.20.5 Подвес эластичный для пациента, размер 5 – не более 10 шт. (при необходимости).
- 2.21 Сенсор тензометрический с крепежным устройством – не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.22 Electroды в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 2.22.1 Electroды электрокардиографические одноразовые по ТУ 26.60.12-007-22261422-2018, РЗН 2017/5888 – не более 100 шт. (при необходимости);

2.22.2 Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, ФСЗ 2010/07536 – не более 100 шт. (при необходимости).

2.23 ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе – 1 шт.

2.24 ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе – 1 шт. (при необходимости).

2.25 ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).

2.26 ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе – 1 шт. (при необходимости).

2.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.28 Паспорт – 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВРОКОР";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 109428, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 24, КОРПУС 1, КОМНАТА 34;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 109428, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 24, КОРПУС 1, КОМНАТА 34;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.129;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначено для измерения и оценки движений человеческого тела или его отдельных участков, для

регистрации и анализа биомеханических показателей, проведения диагностики двигательной патологии с реабилитационными возможностями и оценкой реабилитационной эффективности, позволяющего проводить восстановительное лечение посредством метода биологической обратной связи БОС.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 240770; 352440;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. ООО "НЕВРОКОР", Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1, комнаты № 23, 24, 25, 26, 34.. 2. ООО "НЕВРОКОР", Россия, 140153, Московская область, Раменский район, сельское поселение Верейское, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 16/4, помещения № 8, 14, 16, 19.;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
240770	Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024 в вариантах исполнения: 1. Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024, вариант исполнения 1
352440	Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024 в вариантах исполнения: 2. Комплекс для диагностики и анализа нервно-мышечной функции, биомеханики движения с возможностью восстановительного лечения методом БОС «Биомеханика Неврокор» по ТУ 26.60.12-008-63704475-2024, вариант исполнения 2

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF5D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11